

# Hyresavtal hjärtstartare Lifepak CR2, WiFi eller liknande

**Hald & Tesch Brand ab**  
ETABLERAT 1875



Hjärtstopp är en av Sveriges vanligaste dödsorsaker. Varje år drabbas 10 000 personer, endast 500 överlever. Om rätt behandling startas inom 3 minuter kan 3 av 4 överleva ett hjärtstopp. Genom kunskap i hjärt-lungräddning och en hjärtstartare på plats kan fler människor räddas tillbaka till livet igen.

Defibrillatorn Lifepak CR 2 är en modern och användarvänlig hjärtstartare. Den har WiFi-uppkoppling samt ett unikt HLR-stöd som guidar användaren genom hela behandlingen.

Vi erbjuder ett hyresavtal som ger trygghet för både era anställda och andra som befinner sig i och runt ert företags lokaler.

**Med en hjärtstartare på arbetsplatsen kan ett hjärtstopp behandlas omedelbart.**

För att era anställda skall veta hur man bör agera i samband med ett plötsligt oväntat hjärtstopp **utbildar vi årligen er personal i hjärt- och lungräddning samt i hur hjärtstartaren fungerar.**

För att garantera att hjärtstartaren alltid är i användbart skick **ingår service/underhåll av hjärtstartare.** Service utförs av våra certifierade SBA-tekniker. Även **byte av pads och batteri ingår år 4.**

## Följande ingår:

- Hyra av vår professionella hjärtstartare CR 2 inkl. tillbehör eller liknande
- Utbildning i användandet av Hjärtstartare
- Årlig utbildning i Hjärt- och lungräddning - D-HLR för 12 deltagare
- AED-skylt och klisterdekal
- Serviceavtal
- Byte av pads och batteri år 4
- Hållare till hjärtstartare





## Information kring hjärtstartare CR 2

Defibrillatorn Lifepak CR 2 är en modern och användarvänlig hjärtstartare. Den har WiFi-uppkoppling samt ett unikt HLR-stöd som guidar användaren genom hela behandlingen.

### Unik feedback med HLR-stöd

Lifepak CR 2 är pålitlig och enkel att använda. Med en modern design och tydliga röstinstruktioner guidas användaren genom hela processen.

Hjärtstartaren ger HLR-vägledning på både vuxna och barn. En metronom anger hastigheten på kompressionerna och röstinstruktioner ger anvisningar om kompressionsdjup och handplacering. Defibrillatorn analyserar hjärtrytmen för att avgöra om en defibrillering behövs. Detta kan ske samtidigt som HLR-kompressioner pågår, vilket är en unik funktion för Lifepak CR 2. Fördelen är att man eliminerar onödiga väntetider mellan bröstkompressioner och defibrillering. När tiden man kan lägga på HLR blir längre ökar även blodcirkulationen i kroppen vilket ger bättre chanser för överlevnad.

### Lättanvänd och snabbt driftklar

Lifepak CR 2 görs snabbt redo för defibrillering. Även oerfarna användare kan snabbt påbörja livräddande åtgärder tack vare det enkla handhavandet.

- Öppna defibrillatorns lock samt exponera patientens bröstorg
- Dra i det röda handtaget och placera elektroderna enligt anvisningarna
- Lyssna på röstanvisningarna från enheten

## Produktinformation

Benämning	Lifepak CR-2
Artikelnummer	12-7041-76
Garantitid	8 år
Mått	9,7x22,6x27,4 cm
Vikt	2 kg
Språk	2-språkig
Wi-Fi	Ja
Driftstemperatur	0° C till 50° C
Energi vuxen	200J, 300J, 360J
Energi barn	50J, 75J, 90J
Batterier	Lithium (Li/MnO <sub>2</sub> ), 12.0V, 4.7 amp-hours.
Godkännande	IEC 60601-1/EN 60601-1