

HJÄRTSTARTARE CR-2

Hjärtstopp är en av Sveriges vanligaste dödsorsaker. Varje år drabbas 10 000 personer, endast 500 överlever. Om rätt behandling startas inom 3 minuter kan 3 av 4 överleva ett hjärtstopp. Genom kunskap i hjärt-lungräddning och en hjärtstartare på plats kan fler människor räddas tillbaka till livet igen.

UNIK FEEDBACK MED HLR-STÖD

Lifepak CR 2 är pålitlig och användarvänlig. Med en modern design och tydliga röstinstruktioner guidas användaren genom hela processen. Den har WiFi-uppkoppling samt ett unikt HLR-stöd som guidar användaren genom hela behandlingen.

Hjärtstartaren ger HLR-vägledning på både vuxna och barn. En metronom anger hastigheten på kompressionerna och röstinstruktioner ger anvisningar om kompressionsdjup och handplacering. Defibrillatorn analyserar hjärtrytmen för att avgöra om en defibrillering behövs. Detta kan ske samtidigt som HLR-kompressioner pågår, vilket är en unik funktion för Lifepak CR 2. Fördelen är att man eliminerar onödiga väntetider mellan bröstkompressioner och defibrillering. När tiden man kan lägga på HLR blir längre ökar även blodcirkulationen i kroppen vilket ger bättre chanser för överlevnad.

LÄTTANVÄND OCH SNABT DRIFTKLAR

Lifepak CR 2 görs snabbt redo för defibrillering. Även oerfarna användare kan snabbt påbörja livräddande åtgärder tack vare det enkla handhavandet.

- Öppna defibrillatorns lock samt exponera patientens bröstorg
- Dra i det röda handtaget och placera elektroderna enligt anvisningarna
- Lyssna på röstanvisningarna från enheten



SPECIFIKATIONER

Artikelnummer	12-7041-76
Garantitid	8 år
Mått	9,7 x 22,6 x 27,4 cm
Vikt	2 kg
Språk	2-språkig
Wi-Fi	Ja
Drifttemperatur	0° C till 50° C
Energi vuxen	200J, 300J, 360J
Energi barn	50J, 75J, 90J
Batterier	Lithium (Li/MnO2), 12.0V, 4.7 amp-hours
Godkännande	IEC 60601-1/EN 60601-1



KONTAKTA OSS

Hald & Tesch Brand ab
08-5066 8000
hk@haldotesch.se



Följ oss på LinkedIn